


КОМПРЕССОРНЫЙ НЕБУЛАЙЗЕР AGU N3
НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ
Небулязер предназначен для ингаляционного введения лекарственных средств при астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других заболеваниях дыхательных путей. Устройство обеспечивает ингаляционную терапию с помощью введения лекарственных средств через ингаляционные средства для ингаляции.

Прежде чем использовать данный прибор, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Данное устройство не может заменять консультацию врача. Информация, содержащаяся в настоящем документе, или данное изделие небулязера не должны заменять консультацию врача или лекарственного специалиста.

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании небулязера. Устройство должно применяться только с лекарствами, которые рекомендованы для применения в соответствии с инструкциями врача. Дорогие родители! Проверьте, соответствует ли устройство инструкциям по эксплуатации, предложенным врачом.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для ингаляционного введения лекарственных средств при заболеваниях дыхательных путей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Терапия, отоларингология и пульмонология.

• После каждого использования удалите любые остатки лекарственных средств из резервуара для воды. После проверки состояния устройства, перед его использованием.

• Не оставляйте воздушную трубку на хранение влажной или с остатками медикаментов. Это может быть причиной развития бактериальной инфекции.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, обратите внимание на различные виды неполадок, подлежащие устранению без вмешательства специалиста.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Проверьте подключение адаптера к розетке.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Проверьте наличие лекарства в чаше.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Проверьте, что воздушная трубка и другие детали правильно соединены.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Проверьте положение сопловника внутри распылителя.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Убедитесь, что воздушная трубка и другие детали правильно соединены.

Проблема: Устройство не работает, как, например, включается.

Решение: Проверьте адаптер на соответствие рекомендованным параметрам.

Защита от поражения электрическим током:

Оборудование класса II.

Применение частоты: 50 Гц.

Мундштук ротовой и маска.

Защита от проникновения воды: IP21.

46

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Компрессорный небулязер |
|--|--|
| Модель | AGU N3 |
| Адаптер для подключения | DC, 5 В, 2 А |
| Напряжение сети | AC 100–240 В, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | < 5 |
| Уровень шума (A) при AGU N3, дБ | < 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | < 5 |
| Уровень шума (A) при AGU N3, дБ | < 45 |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C – +40 °C |
| Уровень влажности | 5 % – 100 % относительной влажности |
| Диапазон рабочего амплексного давления, Па | 70–1060 |
| Уровень влажности и эксплуатации | -10 °C – +60 °C, допустимая относительная влажность 5 %–95 % |
| Вес (без аксессуаров), г | 170 |
| Емкость для лекарства, мл | 6 |
| Размер чашки (ММД), мм | 30 × 30 × 15 |
| Срок службы | 3 года |
| Средняя скорость разбрьязгивания, мл/мин | 0,03 (9,9% раствор NaCl) |
| Уровень влажности и эксплуатации | -10 °C – +60 °C, допустимая относительная влажность 5 %–95 % |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 980 × 150 × 150 |
| Вес (с аксессуарами), г | 210 |
| Емкость для лекарства, мл | 6 |
| Размер чашки (ММД), мм | 30 × 30 × 15 |
| Срок службы | 3 года |
| Средняя скорость разбрьязгивания, мл/мин | 0,03 (9,9% раствор NaCl) |
| Уровень влажности и эксплуатации | -10 °C – +60 °C, допустимая относительная влажность 5 %–95 % |

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект входит указанное ниже составные элементы. Если вы обнаружите, что какой-либо компонент отсутствует, немедленно свяжитесь с производителем или супермаркетом.

Небулязер состоит из следующих компонентов:

- Сопловник ротовой – 1 шт.
- Капельница – 1 шт.

Комплектующие изделия и составные части основного изделия, подлежащие периодической замене:

- Маска ротовая – 1 шт.
- Маска взрослых – 1 шт.
- Растяжимый – 1 шт.
- Отбойник – 1 шт.
- Кран распылителя – 1 шт.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Данное устройство не может заменять консультацию врача. Информация, содержащаяся в настоящем документе, или данное изделие небулязера не должны заменять консультацию врача или лекарственного специалиста.

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании небулязера. Устройство должно применяться только с лекарствами, которые рекомендованы для применения в соответствии с инструкциями врача.

Дорогие родители! Проверьте, соответствует ли устройство инструкциям по эксплуатации, предложенным врачом.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Предназначено для ингаляционного введения лекарственных средств при заболеваниях дыхательных путей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, отоларингология и пульмонология.

47

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит указанное ниже составные элементы. Если вы обнаружите, что какой-либо компонент отсутствует, немедленно свяжитесь с производителем или супермаркетом.

Небулязер состоит из следующих компонентов:

- Сопловник ротовой – 1 шт.
- Капельница – 1 шт.

Комплектующие изделия и составные части основного изделия, подлежащие периодической замене:

- Маска ротовая – 1 шт.
- Маска взрослых – 1 шт.
- Растяжимый – 1 шт.
- Отбойник – 1 шт.
- Кран распылителя – 1 шт.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Данное устройство не может заменять консультацию врача.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, или данное изделие небулязера не должны заменять консультацию врача или лекарственного специалиста.

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании небулязера. Устройство должно применяться только с лекарствами, которые рекомендованы для применения в соответствии с инструкциями врача.

Дорогие родители! Проверьте, соответствует ли устройство инструкциям по эксплуатации, предложенным врачом.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Предназначено для ингаляционного введения лекарственных средств при заболеваниях дыхательных путей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, отоларингология и пульмонология.

48

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В комплект входит указанное ниже составные элементы. Если вы обнаружите, что какой-либо компонент отсутствует, немедленно свяжитесь с производителем или супермаркетом.

Небулязер состоит из следующих компонентов:

- Сопловник ротовой – 1 шт.
- Капельница – 1 шт.

Комплектующие изделия и составные части основного изделия, подлежащие периодической замене:

- Маска ротовая – 1 шт.
- Маска взрослых – 1 шт.
- Растяжимый – 1 шт.
- Отбойник – 1 шт.
- Кран распылителя – 1 шт.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Данное устройство не может заменять консультацию врача.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, или данное изделие небулязера не должны заменять консультацию врача или лекарственного специалиста.

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании небулязера. Устройство должно применяться только с лекарствами, которые рекомендованы для применения в соответствии с инструкциями врача.

Дорогие родители! Проверьте, соответствует ли устройство инструкциям по эксплуатации, предложенным врачом.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Предназначено для ингаляционного введения лекарственных средств при заболеваниях дыхательных путей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, отоларингология и пульмонология.

49

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ К СЕТИ ПИТАНИЯ*

В комплект входит указанное ниже составные элементы. Если вы обнаружите, что какой-либо компонент отсутствует, немедленно свяжитесь с производителем или супермаркетом.

Небулязер состоит из следующих компонентов:

- Сопловник ротовой – 1 шт.
- Капельница – 1 шт.

Комплектующие изделия и составные части основного изделия, подлежащие периодической замене:

- Маска ротовая – 1 шт.
- Маска взрослых – 1 шт.
- Растяжимый – 1 шт.
- Отбойник – 1 шт.
- Кран распылителя – 1 шт.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Данное устройство не может заменять консультацию врача.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, или данное изделие небулязера не должны заменять консультацию врача или лекарственного специалиста.

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при использовании небулязера. Устройство должно применяться только с лекарствами, которые рекомендованы для применения в соответствии с инструкциями врача.

Дорогие родители! Проверьте, соответствует ли устройство инструкциям по эксплуатации, предложенным врачом.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ

Предназначено для ингаляционного введения лекарственных средств при заболеваниях дыхательных путей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терапия, отоларингология и пульмонология.

50

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ К СЕТИ ПИТАНИЯ*

В комплект входит указанное ниже составные элементы. Если вы обнаружите, что какой-либо компонент отсутствует, немедленно свяжитесь с производителем или супермаркетом.

Небулязер состоит из следующих компонентов:

- Сопловник ротовой – 1 шт.
- Капельница – 1 шт.

Комплектующие изделия и составные части основного изделия, подлежащие периодической замене:

- Маска ротовая – 1 шт.
- Маска вз